

# DISINFEZIONE AMBIENTI E SUPERFICI

## GD SPRAY90 150 ml



### Disinfettante spray germicida e virucida

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N° 13431

#### CARATTERISTICHE

Disinfettante spray specifico per trattamenti di disinfezione ambientale con sistema di erogazione automatico. Questo sistema ad aerosol permette la diffusione del prodotto in tutto l'ambiente riuscendo a penetrare negli angoli più nascosti e sulle superfici più difficili da raggiungere disinfettando efficacemente ambienti, pavimenti, pareti, superfici ed oggetti. GD SPRAY90 non bagna, non macchia, non sporca.

#### COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Benzalconio Cloruro 0,10 g; Bifenil-2-olo 0,02 g; Propan-2-olo; Profumo; Propellenti q.b. a 100 g

#### DATI TECNICI

Odore: Limone

Tossicità: DL50 per os nel topo = 10 mL/kg

Tollerabilità: È ben tollerato. Non ingerire

Controindicazioni: Ipersensibilità accertata verso il prodotto.

#### MODALITÀ D'USO

PER UNA DISINFEZIONE AUTOMATICA DELL'AMBIENTE: chiudere porte e finestre ed aprire cassetti ed armadi, premere a fondo la levetta della testina erogatrice bloccandola (uscire dal locale), questa azione permette lo svuotamento totale della bombola, che avviene in 3 minuti circa, lasciare agire ed areare l'ambiente se viene immediatamente utilizzato. Si consiglia di ripetere il trattamento periodicamente.

#### SETTORI D'IMPIEGO

GD SPRAY90 consente una disinfezione rapida di ambienti chiusi ed affollati, mezzi di trasporto pubblici, auto, caravans, uffici, toilettes, alberghi, campeggi, nautica in generale, teatri, cinema, discoteche, aule scolastiche, impianti sciistici, impianti di climatizzazione, industrie agro-alimentari etc. Disinfetta ambienti, oggetti, arredi ed attrezzature senza intaccare gomma, plastica, collanti speciali e metalli. Svolge anche una radicale azione deodorante in quanto elimina i batteri responsabili della formazione dei cattivi odori.

#### ATTIVITÀ E TEMPO D'AZIONE

La sinergia tra i principi attivi garantisce un ampio spettro d'azione nei confronti di: Batteri Gram+, Gram-\*, Funghi e Virus incapsulati (HIV, HCV, HBV, famiglia CORONAVIRUS - Test eseguiti da Laboratorio EU Accreditato) in 15 minuti di contatto.

\* Compresa Legionella Pneumophila in 60 minuti di contatto

#### TEST DI EFFICACIA

I test sono stati effettuati secondo normative Europee di seguito riportate:

EN 1040

EN 1275

EN 13727

EN 1650

EN 13697

EN 13623

EN 14476

#### SCADENZA

3 anni dalla data di fabbricazione a confezione integra.

#### AVVERTENZE

**Indicazioni di pericolo:** H222 Aerosol estremamente infiammabile. H229 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. **Consigli di prudenza:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P410-P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50° C / 122° F. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con la regolamentazione nazionale. Contiene: 2-PROPANOLO. Il prodotto è incompatibile con tensioattivi anionici e saponi. Non contaminare con il prodotto alimenti o bevande o recipienti destinati a contenerne. Dopo l'utilizzo aerare il locale prima di soggiornarvi.

MADE IN ITALY

Confezione da 12 bombolette da 150 ml

Codice 5230

Golmar si riserva il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti ai prodotti senza preavviso e in qualsiasi momento. Le informazioni ivi contenute sono destinate a Personale ed Addetti all'Igiene Professionale e si basano sulle nostre conoscenze attuali. Il prodotto deve essere utilizzato per le funzioni specifiche indicate, non si risponde di conseguenze derivanti da uso improprio o non conforme alle indicazioni riportate in etichetta.

RV052020

www.golmar.com

TORINO - Show Room  
BORGARETTO (TO)  
PERO (MI)  
ROVATO (BS)

Tel. +(39) 011.346722  
Tel. +(39) 011.3583310  
Tel. +(39) 02.38103456  
Tel. +(39) 030.7722662

SIMAXIS (OR)  
GENOVA  
OSPEDALETTO (PI)  
BALERNA (CH-Svizzera)

Tel. +(39) 0783.405586  
Tel. +(39) 010.7450004  
Tel. +(39) 050.983248  
Tel. +(41) 91.6461177

**GOLMAR®**  
IGIENE PROFESSIONALE

LIMENA (PD)  
POMEZIA (Roma)  
CATANIA  
PALERMO

Tel. +(39) 049.768766  
Tel. +(39) 06.91602060  
Tel. +(39) 095.304304  
Tel. +(39) 091.6791568

CAMERANO (AN)  
CITTÀ SANT'ANGELO (PE)  
MANFREDONIA (FG)

Tel. +(39) 071.732242  
Tel. +(39) 085.959765  
Tel. +(39) 0884.541464